

## Dysk SISSEL Balancefit



Numer katalogowy	<b>66548761</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>162.030, 031</b>
Kolor:	<b>Niebieski (162.031)</b>

### Opis produktu

## Wielofunkcyjny przyrząd ulepszający koordynację i równowagę ciała

**Balancefit** to wielofunkcyjne urządzenie pozwalające na **trening balansu, koordynacji i siły oraz polepszenie krążenia**. Specjalnie wyprofilowane wypustki o 2 różnych grubościach zwiększają zdolności percepcyjne ciała. Jest to także **idealne urządzenie do masażu stóp** np. w przypadku problemów żylnych. **Sissel Balancefit** wspaniale wzmacnia mięśnie całego ciała. Systematycznie wykonywane ćwiczenia przyczyniają się do poprawy sylwetki i lepszej koordynacji ruchów.

Trener balansu jest niezastąpiony dla osób, które mają **problem z kręgosłupem**- system ćwiczeń na tę partię ciała pozwala na wzmocnienie mięśni a tym samym zmniejszenie bólu i dyskomfortu. Dysk **Sissel Balancefit** można wykorzystać również **do siedzenia** - w ten sposób nie tylko odciąża się kręgosłup, ale także poprzez mini ruchy ćwiczy mięśnie.

**Balancefit** to niezastąpione urządzenie pomocne w walce z nadwagą oraz dla osób, którym zależy na wyrzeźbieniu sylwetki!

- ćwiczy koordynację i reakcję
- ćwiczy funkcję motoryczną
- wzmacnia mięśnie
- pomaga w obniżaniu wagi ciała i rzeźbieniu sylwetki
- posiada antypoślizgową powierzchnię
- średnica 34 cm
- waga: 1 kg

**UWAGA!** NIE ZAWIERA SZKODLIWYCH FTALANÓW (u elastycznicy)