

Link do produktu: <https://akmed.pl/dyski-sensoryczne-dynair-senso-mini-togu-16-cm-4-sztuki-p-6972.html>



Dyski sensoryczne Dynair® senso mini TOGU® (16 cm 4 sztuki)

Numer katalogowy **7026**

Producent **Togu**

Opis produktu

Małe dyski stosowane głównie w korekcji wad postawy oraz podczas ćwiczeń równoważnych przeprowadzanych z dziećmi. Dwustronne – jedna strona z wypustkami sensorycznymi. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Wykonane z wysokojakościowego Ruttonu®. Łatwe do utrzymania w czystości, bezpieczne i elastyczne. Zestaw zawiera pompkę igłową.

Zestaw I - 4 dyski o średnicy 16 cm. (mieszane kolory: czerwony, żółty, niebieski)

Zestaw II - 4 dyski o średnicy 20 cm. (mieszane kolory: czerwony, żółty, niebieski)

Uszkodzony wentyl nie jest podstawą reklamacji.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

ZDROWE SIEDZENIE

W biurze , W domu , Na wózku