

Link do produktu: <https://akmed.pl/dyski-sensoryczne-dynair-senso-mini-togu-20-cm-4-sztuki-p-6982.html>



## Dyski sensoryczne Dynair® senso mini TOGU® (20 cm 4 sztuki)

Numer katalogowy **7037**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Małe dyski stosowane głównie w korekcji wad postawy oraz podczas ćwiczeń równoważnych przeprowadzanych z dziećmi. Dwustronne – jedna strona z wypustkami sensorycznymi. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Wykonane z wysokojakościowego Rotonu®. Łatwe do utrzymania w czystości, bezpieczne i elastyczne. Zestaw zawiera pompkę igłową.

Zestaw I - 4 dyski o średnicy 16 cm. (mieszane kolory: czerwony, żółty, niebieski)

Zestaw II - 4 dyski o średnicy 20 cm. (mieszane kolory: czerwony, żółty, niebieski)

Uszkodzony wentyl nie jest podstawą reklamacji.

#### **SCHORZENIA I PROFILAKTYKA**

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

#### **TRENING**

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

#### **ZDROWE SIEDZENIE**

W biurze , W domu , Na wózku