

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/dziecieca-zawieszka-na-reke-op1133-p-2504.html>



Dziecięca zawieszka na rękę OP1133

Numer katalogowy **OP1133**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Dziecięca zawieszka na rękę składa się z zawieszki przedramiennej połączonej z taśmą służącą do założenia dookoła szyi. Zawieszka wykonana jest z oddychającego materiału o strukturze plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony przylegającej do przedramienia materiałem frotte, taśma mocująca wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w kontakcie z ciałem welurowego materiału. Taśma służąca do zawieszenia zapinana jest na velcro i anatomicznie wycięta by zapewnić maksimum komfortu i przylegania oraz zredukować uczucie dyskomfortu powstające na skutek nacisku na szyję podczas stosowania ortezy.

Zalecenia:

terapeutyczne unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo, urazy barku i kończyny górnej wymagające terapeutycznego unieruchomienia lub ograniczenia ruchomości, niewielkie urazy tkanek miękkich w połączeniu ze stanem zapalnym.

rozmiar uniwersalny.