

Link do produktu: <https://akmed.pl/dzieciocy-kolnierz-szyjny-cc2106-p-2494.html>



## Dziecięcy kołnierz szyjny CC2106

Numer katalogowy **CC2106**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Dziecięcy kołnierz szyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej o wysokości 6 cm, w tylnej części zapinany na velcro, „oddechający”, anatomicznie wyprofilowany, zewnętrzne pokrycie kołnierza wykonane jest bawełnianego materiału, produkt został wyprodukowany z myślą o noworodkach i dzięki temu zapewnia doskonałe dopasowanie.

#### **Zalecenia:**

Średniego stopnia urazy kości kręgosłupa szyjnego (wrostków poprzecznych, kolczystych) średniego stopnia urazy odcinka szyjnego kręczy szyjny ból odcinka szyjnego syndromy kompresyjne pooperacyjnie z innych wskazań lekarskich.

**Kolor:**szary.

**Wysokość:**6 cm.

#### **Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	1/S	2/M
Obwód szyi (cm)	23-28	29-34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** M , S