

Link do produktu: <https://akmed.pl/ekonomiczny-zawiasowy-stabilizator-kolana-p-3284.html>



Ekonomiczny zawiasowy stabilizator Kolana

Numer katalogowy	75E0-16927
Producent	Breg

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego jest zalecana do używania przez osoby cierpiące na przyśrodkowe i boczna niestabilność stawu kolanowego. Posiada dwa zawiasy, które są umieszczone w obudowanej kieszeni, dzięki czemu może być używana w zapasach i wielu innych sportach kontaktowych gdzie potrzebna jest mocne zabezpieczenie. Zawiasy są zdejmowane do konserwacji.

Używany przy:

- przyśrodkowej i bocznej niestabilności (MCL i LCL)
- łagodnych kontuzjach ACL i PCL.

Cechy charakterystyczne:

- wykonany z neoprenu
- taśmy biegnące dookoła nogi
- otwarta/owijana konstrukcja
- zakryte zegary są idealne do sportów kontaktowych
- zegary o wąskim przekroju dla większego komfortu

Mierzymy 15 cm nad środkową częścią rzepki.

Rozmiar #	Rozmiar	15 cm nad rzepką
X = 1	XS	30 - 38 cm
X = 2	SM	38 - 46 cm
X = 3	MD	46 - 53 cm
X = 4	LG	53 - 61 cm
X = 5	XL	61 - 69 cm
X = 6	XXL	69 - 79 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XS , XXL