

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-nadgarstka-tn-260-p-2223.html>



Elastyczny ściągacz nadgarstka TN-260

Numer katalogowy **TN-260**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada umiejscowioną wewnątrz ortezy neoprenową poduszkę, która osłania, delikatnie masuje i ogrzewa okolice promieniowo-nadgarstkową.

Zalecenia:

zapalenia ścięgien, choroba zwyrodnieniowa, stany zapalne stawu, stabilizacja i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy, lekkie kontuzje i urazy, niewielkie niestabilności.

Zastosowanie: stabilizacja, ucisk i podparcie.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	15-18	18-21	21-24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S