

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-kolano-p-3537.html>



## Elastyczna opaska na kolano

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>1545</b>    |
| Producent        | <b>Thuasne</b> |

### Opis produktu

Opaska na kolano ACCESS chroni staw i ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Wykonana jest z oddychającego materiału z obszytymi brzegami, przyjemna w dotyku. Anatomicznie ukształtowana dzianina ze strefą komfortu w zgięciu kolanowym doskonale dopasowuje się do ciała. Ponadto, opaska pełni funkcję propriocepcyjną poprzez wzmocnienie czucia głębokiego, uśmierza ból dzięki połączeniu kompresji z oddziaływaniem termoregulacyjnym.

Materiał skład: 71% poliamid, 29% elastan

#### Wskazania / przeciwwskazania

- stabilizacja stawu kolanowego po urazie lub przy bolesności (np. przeciążenia stawu)

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

**Kolor:** beż

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL