

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-kolano-wzmocniona-p-3538.html>



## Elastyczna opaska na kolano, wzmocniona

Numer katalogowy

**1542**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Opaska na kolano ACCESS chroni staw i ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Pierścień wokół rzepki oraz boczne stłki ograniczające przeprost, zwiększają poziom stabilizacji stawu. Dzięki elastycznej dzianinie wywoływany jest efekt propriocepcji wzmacniając czucie głębokie. Połączenie kompresji oraz oddziaływania termoregulacyjnego uśmierza ból stawu. Anatomicznie ukształtowana dzianina ze strefą komfortu w dole podkolanowym oraz rzepem z przodu ułatwia dopasowanie opaski.

Materiał skład: 45% spandex, 40% poliamid, 9% poliester, 6% guma

#### Wskazania / przeciwwskazania

- Lekkie skręcenia stawu kolanowego
- Schorzenia więzadła rzepki (kolano skoczka)
- Powrót do aktywności po rekonwalescencji

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

**Kolor:** czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL