

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-kolano-wzmocniona-p-3538.html>



Elastyczna opaska na kolano, wzmocniona

Numer katalogowy	1542
Producent	Thuasne

Opis produktu

Opaska na kolano ACCESS chroni staw i ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Pierścień wokół rzepki oraz boczne stłki ograniczające przeprost, zwiększają poziom stabilizacji stawu. Dzięki elastycznej dzianinie wywoływany jest efekt propriocepcji wzmacniając czucie głębokie. Połączenie kompresji oraz oddziaływania termoregulacyjnego uśmierza ból stawu. Anatomicznie ukształtowana dzianina ze strefą komfortu w dole podkolanowym oraz rzepem z przodu ułatwia dopasowanie opaski.

Materiał skład: 45% spandex, 40% poliamid, 9% poliester, 6% guma

Wskazania / przeciwwskazania

- Lekkie skręcenia stawu kolanowego
- Schorzenia więzadła rzepki (kolano skoczka)
- Powrót do aktywności po rekonwalescencji

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Kolor: czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL