

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-kostke-z-dociagami-p-3540.html>



Elastyczna opaska na kostkę z dociągami

Numer katalogowy

1521

Producent

Thuasne

Opis produktu

Opaska na kostkę ACCESS chroni staw i ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Wykonana jest z oddychającego materiału z obszytymi brzegami, przyjemna w dotyku. Obustronne taśmy dociągowe, zwiększają stabilizację stawu skokowego.

Dzięki elastycznej dzianinie wywołany jest efekt propriocepcji wzmacniając czucie głębokie. Połączenie kompresji oraz oddziaływania termoregulacyjnego uśmierza ból stawu.

Materiał skład: 46% poliamid, 29% poliester, 15% guma, 10% elastan

Wskazania / przeciwwskazania

- Powrót do aktywności po skręceniu stawu skokowego

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Kolor: czarny

Rozmiar:

1	20 - 22 cm
2	22,5 - 24,5 cm
3	25 - 27 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3