

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-lokiec-p-3529.html>

Elastyczna opaska na łokieć



Numer katalogowy	1515
Producent	Thuasne

Opis produktu

Opaska na łokieć Access zaprojektowana jest **dla osób narażonych na urazy stawu łokciowego**. Wykonana z oddychającego materiału z obszytymi brzegami, przyjemna w dotyku. **Anatomicznie ukształtowana dzianina ze strefą komfortu w zgięciu łokciowym** doskonale dopasowuje się do ciała. Ponadto, opaska pełni funkcję propriocepcyjną poprzez wzmocnienie czucia głębokiego, uśmierza ból dzięki połączeniu kompresji z oddziaływaniem termoregulacyjnym.

Materiał skład: 47% poliamid, 24% poliester, 24% elastodien, 5%elasthan

Wskazania / przeciwwskazania

- Wzmocnienie i ochrona stawu łokciowego w trakcie wysiłku
- Reumatyzm, zwyrodnienia

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: beżowy