

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-opaska-na-nadgarstek-dluga-p-3531.html>

Elastyczna opaska na nadgarstek, długa



Numer katalogowy

1531

Producent

Thuasne

Opis produktu

Opaska Access wzmacnia nadgarstek nie ograniczając zdolności ruchowych. Wykonana jest z oddychającego materiału z obszytymi brzegami, przyjemna w dotyku. Ponadto, opaska pełni funkcję propriocepcyjną poprzez wzmocnienie czucia głębokiego, uśmierza ból dzięki połączeniu kompresji z oddziaływaniem termoregulacyjnym. Specjalny kształt pozwala na dokładne dopasowanie do ciała.

Materiał skład: 58% poliamid, 25% elastodien, 17% poliester

Wskazania / przeciwwskazania

- Wzmocnienie i ochrona stawu nadgarstkowego w trakcie aktywności
- Reumatyzm, zwyrodnienia

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S