

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczna-orteza-stawu-skokowego-am-oss-01-p-2195.html>

Elastyczna orteza stawu skokowego AM-OSS-01



Numer katalogowy **AM-OSS-01**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Opaska stawu skokowego – wykonana została z lekkiej, bawełnianej gumy ortopedycznej, pozwalającej na swobodne oddychanie skóry. Opaska działa na zasadzie aktywnego bandaża, może być noszona profilaktycznie do każdego obuwia.

AirRubber III została wykonana w specyficzny sposób, powodujący że posiada jednokierunkową elastyczność. Nie rozciąga się poprzecznie, natomiast wzdłużnie rozciąga się bardzo mocno, co gwarantuje właściwą kompresję wyrobom z niej wykonanym. W procesie tkania gumy powstają naturalne oczka powodujące, że pomiędzy splotami gumy powietrze łatwo dostaje się do powierzchni skóry dotleniając ją. Dodatkowo, sploty gumy przy większej kompresji wyrobu wykonują jej delikatny mikromasaż. Guma ortopedyczna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry.

Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – opaska została wykonana ze specjalnej gumy ortopedycznej zawierającej głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta
2. **Łatwość użytkowania** – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu skokowego tj. skręcenia
- w późniejszym doleczeniu po przebytych złamaniach
- w niestabilności stawu skokowego
- w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
- profilaktycznie podczas aktywności fizycznej