

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-majtki-chlonne-seni-active-normal-p-2823.html>

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Normal



Numer katalogowy	Seni Active Normal
Producent	Seni

Opis produktu

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Normal to idealne rozwiązanie dla osób ze średnią inkontynencją, zarówno prowadzących aktywny tryb życia, jaki i dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. Majtki chłonne zakłada się tak samo jak zwykłą bieliznę, dzięki czemu są dyskretne i wygodne w użyciu. Konstrukcja produktu powoduje, że pracuje on razem z ciałem i nie uciska brzucha. W pełni elastyczny mankiet opasający udo zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do ciała i zabezpiecza przed wyciekami. O zużyciu produktu informuje wskazanie specjalnego indykatora wilgotności. Aby zdjąć zużyty wyrób wystarczy rozerwać boczne szwy, a specjalna taśma ułatwi dyskretne i higieniczne wyrzucenie go.

Chłonność produktu zapewniona jest przez wzbogacony superabsorbentem podwójny wkład chłonny, który chłonie moczu i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Active mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom oraz zmniejszają ryzyko podrażnień. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych.

Produkty Seni Active Normal są wyrobami oddychającymi, które zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń.

Produkty dostępne w 4 rozmiarach: small (1), medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 10/30 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , 4