

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-majtki-chlonne-seni-active-normal-p-2823.html>

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Normal



| | |
|------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy | Seni Active Normal |
| Producent | Seni |

Opis produktu

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Normal to idealne rozwiązanie dla osób ze średnią inkontynencją, zarówno prowadzących aktywny tryb życia, jaki i dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. Majtki chłonne zakłada się tak samo jak zwykłą bieliznę, dzięki czemu są dyskretne i wygodne w użyciu. Konstrukcja produktu powoduje, że pracuje on razem z ciałem i nie uciska brzucha. W pełni elastyczny mankiet opasający udo zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do ciała i zabezpiecza przed wyciekami. O zużyciu produktu informuje wskazanie specjalnego indykatora wilgotności. Aby zdjąć zużyty wyrób wystarczy rozerwać boczne szwy, a specjalna taśma ułatwi dyskretne i higieniczne wyrzucenie go.

Chłonność produktu zapewniona jest przez wzbogacony superabsorbentem podwójny wkład chłonny, który chłonie moczu i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Active mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom oraz zmniejszają ryzyko podrażnień. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych.

Produkty Seni Active Normal są wyrobami oddychającymi, które zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń.

Produkty dostępne w 4 rozmiarach: small (1), medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 10/30 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , 4