

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-majtki-chlonne-seni-active-super-p-2824.html>

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super



Numer katalogowy

Seni Active Super

Producent

Seni

Opis produktu

Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super to idealne rozwiązanie dla osób ze średnią i ciężką inkontynencją, zarówno prowadzących aktywny tryb życia, jak i dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej. Produkt ma wyższą chłonność niż Seni Active Normal. Majtki chłonne zakłada się tak samo jak zwykłą bieliznę, dzięki czemu są dyskretne i wygodne w użyciu. Konstrukcja produktu powoduje, że pracuje on razem z ciałem i nie uciska brzucha. W pełni elastyczny mankiet opasający udo zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do ciała i zabezpiecza przed wyciekami.

O zużyciu produktu informuje wskazanie specjalnego indykatora wilgotności. Aby zdjąć zużyty wyrób wystarczy rozerwać boczne szwy, a specjalna taśma ułatwi dyskretne i higieniczne wyrzucenie go.

Chłonność produktu zapewniona jest przez wzbogacony superabsorbentem podwójny wkład chłonny, który chłonie mocz i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Active mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom oraz zmniejszają ryzyko podrażnień. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych.

Produkty Seni Active Super są wyrobami oddychającymi, które zapewniają swobodny dostęp powietrza do skóry dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń.

Produkty dostępne w 4 rozmiarach: small (1), medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 1 szt., 10 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , 4