

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-wspomaganie-kolana-biala-xl-p-3287.html>



## Elastyczne wspomaganie kolana biała XL

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>426</b>     |
| Producent        | <b>Mueller</b> |

### Opis produktu

- konstrukcja profilowa dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- elastyczny materiał zapewnia równomierny nacisk

#### Zastosowanie:

- Zespoły bólowe stawu kolanowego
- Przeciążenia stawu kolanowego
- Ochrona podczas aktywności fizycznej
- Ochrona skóry przed otarciami

**Rozmiar** dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

|         |          |
|---------|----------|
| Rozmiar | Obwód*   |
| X=1 S   | 30-35 cm |
| X=2 M   | 35-40 cm |
| X=3 L   | 40-45 cm |
| X=4 XL  | 45-50 cm |

**\*obwód środka kolana**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL