

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-wspomaganie-kolana-biala-xl-p-3287.html>



## Elastyczne wspomaganie kolana biała XL

Numer katalogowy	<b>426</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

- konstrukcja profilowa dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- elastyczny materiał zapewnia równomierny nacisk

#### Zastosowanie:

- Zespoły bólowe stawu kolanowego
- Przeciążenia stawu kolanowego
- Ochrona podczas aktywności fizycznej
- Ochrona skóry przed otarciami

**Rozmiar** dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

Rozmiar	Obwód*
X=1 S	30-35 cm
X=2 M	35-40 cm
X=3 L	40-45 cm
X=4 XL	45-50 cm

**\*obwód środka kolana**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL