

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczne-wspomaganie-lokcia-p-3259.html>



Elastyczne wspomaganie łokcia

Numer katalogowy	415
Producent	Mueller

Opis produktu

Unikalna dzianina pozwala na pełen zakres ruchów. Konstrukcja profilowana zapewnia wygodę i maksymalne dopasowanie do kształtu łokcia. Extra długość i wzmocnione krawędzie.

Mierzyć obwód łokcia:

S	M	L	XL
17-25 cm	25-30 cm	30-33 cm	33-38 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL