

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-kolana-tn-210-p-2308.html>



Elastyczny ściągacz kolana TN-210

Numer katalogowy **TN-210**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada umiejscowioną wewnątrz ortezy neoprenową poduszkę, która osłania, delikatnie masuje i ogrzewa przednią okolice kolana.

Zastosowanie:

zmiany zwyrodnieniowe, stany zapalne, stabilizacja i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy, lekkie kontuzje i urazy, niewielkie niestabilności.

Działanie: stabilizacja, ucisk i podparcie.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | S/1 | M/2 | L/3 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Obwód kolana na wysokości rzepek (cm) | 32-36 | 36-41 | 41-48 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S