

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-kolana-tn-210-p-2308.html>



## Elastyczny ściągacz kolana TN-210

Numer katalogowy **TN-210**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada umiejscowioną wewnątrz ortezy neoprenową poduszkę, która osłania, delikatnie masuje i ogrzewa przednią okolice kolana.

#### Zastosowanie:

zmiany zwyrodnieniowe, stany zapalne, stabilizacja i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy, lekkie kontuzje i urazy, niewielkie niestabilności.

**Działanie:** stabilizacja, ucisk i podparcie.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-36	36-41	41-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S