

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-kolana-ze-stalkami-bocznymi-tn-211-p-2309.html>



Elastyczny ściągacz kolana ze stawkami bocznymi TN-211

Numer katalogowy **TN-211**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada otwór na rzepkę oraz stalki boczne poprawiające stabilność stawu.

Zastosowanie

:zmiany zwyrodnieniowe, stany zapalne oraz procesy zapalne innych struktur okołostawowych, stabilizacja i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy, lekkie kontuzje i urazy, niewielkie niestabilności.

Działanie:

stabilizacja, ucisk i podparcie.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-36	36-41	41-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S