

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-lokcia-tn-230-p-2461.html>



## Elastyczny ściągacz łokcia TN-230

Numer katalogowy **TN-230**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada umiejscowioną wewnątrz ortezy neoprenową poduszkę, która osłania, delikatnie masuje i ogrzewa okolice łokcia.

#### Zalecenia:

łokieć tenisisty, łokieć golfisty, stany zapalne ścięgien, stabilizacja i profilaktyka urazów sportowych oraz przeciążeń powstających w pracy, lekkie kontuzje i urazy, niewielkie niestabilności, stany zapalne.

**Zastosowanie:** stabilizacja, ucisk i podparcie.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S	M	L
Obwód na wysokości łokcia (cm)	22-26	26-30	30-34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S