

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-stawu-skokowego-tn-240-p-2350.html>



## Elastyczny ściągacz stawu skokowego TN-240

Numer katalogowy **TN-240**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała. Produkt posiada umiejscowioną wewnątrz ortezy neoprenową poduszkę, która osłania, delikatnie masuje i ogrzewa okolice ścięgna Achillesa oraz kostek.

#### Zastosowanie:

lekkie kontuzje i skręcenia, zapalenia ścięgien oraz procesy zapalne innych struktur okołostawowych, stabilizacja i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy, niewielkie niestabilności, stany zapalne.

#### Działanie:

stabilizacja, ucisk i podparcie, redukcja obrzęku.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S	M	L
Obwód nad kostką (cm)	17-20	20-23	23-26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S