

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-sciagacz-tasmowy-stawu-skokowego-tn-241-p-2351.html>



## Elastyczny ściągacz taśmowy stawu skokowego TN-241

Numer katalogowy **TN-241**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Produkt linii Elastic wykonany jest z oddychającego, elastycznego, bardzo wytrzymałego i miękkiego materiału, który zapewnia bardzo wysoki poziom wygody i komfortu podczas stosowania. Materiał zapewnia kompresję i elastyczność działającą w 4 kierunkach, co pozwala ortezie na idealne dopasowanie i przyleganie do ciała.

#### Zastosowanie:

lekkie kontuzje i skręcenia, podwichnięcia, jako zabezpieczenie i podparcie podczas aktywności sportowej oraz w pracy.

**Długość:** 23 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S	M	L
Obwód nad kostką (cm)	17-20	20-23	23-26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S