

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-lokcia-2085-p-7632.html>



Elastyczny stabilizator łokcia - 2085

Numer katalogowy	2085
Producent	Oppo

Opis produktu

2085 Elastyczny stabilizator łokcia.

Wykonany z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem.

Numer katalogowy: 2085.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

S 23,2 cm - 26,0 cm

M 26,7 cm - 31,cm

L 31,8 cm - 37,5 cm

XL 38,1 cm - 43,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL