

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-locia-2280-p-7633.html>



Elastyczny stabilizator łokcia - 2280

Numer katalogowy **2280**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2280 Elastyczny stabilizator łokcia.

Wykonany z elastycznego, mocnego materiału wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem.

Numer katalogowy: 2280.

Rozmiar(obwód wokół łokcia):

S 23,5cm - 28,6cm

M 29,2cm - 34,3cm

L 35,6cm - 40,6cm

XL 41,9cm - 47,0cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL