

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-lokcia-2280-p-7633.html>



## Elastyczny stabilizator łokcia - 2280

Numer katalogowy **2280**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **2280 Elastyczny stabilizator łokcia.**

Wykonany z elastycznego, mocnego materiału wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem.

**Numer katalogowy:** 2280.

**Rozmiar**(obwód wokół łokcia):

**S** 23,5cm - 28,6cm

**M** 29,2cm - 34,3cm

**L** 35,6cm - 40,6cm

**XL** 41,9cm - 47,0cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL