

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-nadgarstka-2083-p-7613.html>



Elastyczny stabilizator nadgarstka - 2083

Numer katalogowy **2083**

Producent **Oppo**

Opis produktu

Elastyczny stabilizator nadgarstka.

Wykonany z mocnego elastycznego, **przewiewnego** materiału wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.

Numer katalogowy: 2083.

Rozmiar: uniwersalny.