

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-nadgarstka-z-systemem-coolmax-2583-p-7608.html>



Elastyczny stabilizator nadgarstka z systemem Coolmax - 2583

Numer katalogowy	2583
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2583 Elastyczny stabilizator nadgarstka z systemem Coolmax.

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony **materiału Coolmax**, który zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Stabilizator wzmacnia nadgarstek, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach, a także w przypadku bóli reumatycznych. Stabilizator posiada wszyte wkładki ceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.

Numer katalogowy: 2583.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 13,0cm - 16,5cm

M 16,8cm - 21,6cm

L 21,9cm - 24,1cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S