

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-nadgarstka-zapinany-p-1739.html>



Elastyczny stabilizator nadgarstka, zapinany

Numer katalogowy **SP-260R**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom

Dzięki zastosowaniu niejednolitego materiału (konstrukcja pręgowana) stabilizator nie krępuje ruchu. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania

Rozmiary:
Uniwersalny

Sposób konserwacji:
Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.