

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-2022-p-7535.html>



Elastyczny stabilizator stawu kolanowego - 2022

Numer katalogowy **2022**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2022 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego.

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Stabilizator wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych.

Numer katalogowy: 2022.

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 28,6cm - 33,7cm

M 34,3cm - 40,6cm

L 41,3cm - 47,6cm

XL 48,3cm - 52,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL