

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-2222-p-7536.html>



## Elastyczny stabilizator stawu kolanowego - 2222

Numer katalogowy **2222**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **2222 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego.**

Stabilizator wykonany jest z elastycznego materiału, wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz delikatnie ogrzewa staw. Stabilizator wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych.

**Numer katalogowy:** 2222.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 30,4cm - 38,4cm

**M** 38,7cm - 46,0cm

**L** 46,4cm - 53,3cm

**XL** 50,4cm - 61,0cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL