

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-z-przewiewnej-tkaniny-ze-wzmocnieniami-bocznymi-i-silikonowym-wzmocnieniem-rzepki-2438-p-7547.html>



Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z przewiewnej tkaniny, ze wzmocnieniami bocznymi i silikonowym wzmocnieniem rzepki - 2438

Numer katalogowy	2438
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2438 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z przewiewnej tkaniny, ze wzmocnieniami bocznymi i silikonowym wzmocnieniem rzepki.

Stabilizator, wykonany z elastycznego **lekkiego i przewiewnego** materiału, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Spiralne wzmocnienia boczne zapewniają dodatkową delikatną stabilizację i odciążenie stawu. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki. Zalecany po urazach rzepki, w przypadku choroby Osgooda-Schattera, podczas rehabilitacji po różnorodnych schorzeniach stawu, a także jako środek zabezpieczający w przypadku osłabienia kolana.

Numer katalogowy: 2438.

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 28,6cm - 33,7cm

M 34,3cm - 40,6cm

L 41,3cm - 47,6cm

XL 48,3cm - 55,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL