

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-z-systemem-coolmax-2523-p-7537.html>



## Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z systemem Coolmax - 2523

Numer katalogowy	<b>2523</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **2523 Elastyczny stabilizator stawu kolanowego z systemem Coolmax.**

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Stabilizator wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach, a także w wypadku bóli reumatycznych. Stabilizator posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.

**Numer katalogowy:** 2523.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 28,6cm - 33,7cm

**M** 34,3cm - 40,6cm

**L** 41,3cm - 47,6cm

**XL** 48,3cm - 55,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL