

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-zapinany-p-1702.html>



## Elastyczny stabilizator stawu kolanowego zapinany

Numer katalogowy **SP-260K**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

**Rozmiary:**  
Uniwersalny

**Sposób konserwacji:**  
Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:**  
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.