

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-z-otwarta-pieta-2204-p-7517.html>



Elastyczny stabilizator stawu skokowego z otwartą piętą - 2204

Numer katalogowy	2204
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2204 Elastyczny stabilizator stawu skokowego z otwartą piętą.

Stabilizator wykonany jest z elastycznego, **przewiewnego** materiału. Stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej.

Numer katalogowy: 2204.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):

S 15,6cm - 21,0cm

M 21,6cm - 26,0cm

L 26,7cm - 31,1cm

XL 31,8cm - 36,3cm

XXL 36,8cm - 41,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL