

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-z-systemem-coolmax-2502-p-7518.html>



Elastyczny stabilizator stawu skokowego z systemem Coolmax - 2502

Numer katalogowy	2502
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2502 Elastyczny stabilizator stawu skokowego z systemem Coolmax.

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach. Stabilizator posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzając promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.

Numer katalogowy: 2502.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):

S 15,6cm - 21,0cm

M 21,6cm - 26,0cm

L 26,7cm - 31,1cm

XL 31,8cm - 36,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL