

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-z-systemem-coolmax-2502-p-7518.html>



## Elastyczny stabilizator stawu skokowego z systemem Coolmax - 2502

Numer katalogowy	<b>2502</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **2502 Elastyczny stabilizator stawu skokowego z systemem Coolmax.**

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach. Stabilizator posiada wszycie wkładki bioceramiczne, wytwarzając promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.

**Numer katalogowy:** 2502.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu skokowego):

**S** 15,6cm - 21,0cm

**M** 21,6cm - 26,0cm

**L** 26,7cm - 31,1cm

**XL** 31,8cm - 36,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL