

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-zapinany-p-1695.html>



Elastyczny stabilizator stawu skokowego zapinany

Numer katalogowy	SP-260A
Producent	Special

Opis produktu

Elastyczny stabilizator stawu skokowego, zapinany. Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki konstrukcji „elastycznej taśmy” posiada możliwość regulacji siły kompresji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:
Uniwersalny

Sposób konserwacji:
Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:
Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.