

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-tkaninowy-stabilizator-lydki-p-1698.html>



Elastyczny tkaninowy stabilizator łydki

Numer katalogowy **SP-167C**

Producent **Special**

Opis produktu

Elastyczny tkaninowy stabilizator łydki. Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie z serii DELUXE CEMPRESSION z dodatkiem jedwabiu.

Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii DELUXE COMPRESSION z dodatkiem jedwabiu.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie nadwyrężonych mięśni łydki
- Zmniejsza bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki tkaninie rozciągliwej w czterech kierunkach stabilizator idealnie dopasowuje się do anatomicznego kształtu łydki.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną.

W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół łydki)

S: 25,4-30,5cm,

M: 30,5-35,6cm,

L: 35,6-40,6cm,
XL: 40,6-45,7cm,
XXL: powyżej 45,7cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL