

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-wspomagacz-kolana-p-3369.html>



Elastyczny wspomagacz kolana

Numer katalogowy	0A81-401F8
Producent	Mueller

Opis produktu

- konstrukcja profilowa dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- elastyczny materiał zapewnia równomierny nacisk

Zastosowanie:

- Zespoły bólowe stawu kolanowego
- Przeciążenia stawu kolanowego
- Ochrona podczas aktywności fizycznej
- Ochrona skóry przed otarciami

Rozmiar dobieramy po zmierzeniu obwodu środka kolana.

Rozmiar Obwód*

X=1 S	30-35 cm
X=2 M	35-40 cm
X=3 L	40-45 cm
X=4 XL	45-50 cm

***obwód środka kolana**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL