

Link do produktu: <https://akmed.pl/elektryczny-laktator-beurer-by-40-p-4709.html>

## Elektryczny laktator BEURER BY 40



Numer katalogowy	<b>BY 40 AGITO</b>
Kod producenta	<b>BY 40 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125953065</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Laktator elektryczny z **akcesoriami do natychmiastowego użycia.**

Laktator BY 40 firmy Beurer umożliwia kobietom karmiącym **łatwe i wygodne odciąganie swojego pokarmu.**

Jeśli kobieca pierś nie zostanie w wystarczającym stopniu opróżniona, może to doprowadzić do bolesnego zastoju pokarmu, który z kolei w najgorszym razie może przekształcić się w zapalenie gruczołu sutkowego (mastitis). Laktator może zapobiec zastojowi pokarmu dzięki jego celowemu odciągnięciu. Dodatkowo laktator pomaga także w łagodzeniu dolegliwości związanych ze spękaniem lub poranieniem brodawki sutkowej. Za pomocą funkcji stymulacji można również wyciągnąć płaskie lub wciągnięte brodawki sutkowe, aby następnie ułatwić odciąganie pokarmu.

Laktator umożliwia **przechowywanie pokarmu w butelce**, np. w czasie podróży lub gdy na dłuższy czas dziecko znajduje się z dala od matki.

**Laktatorem można także karmić dzieci**, które z powodów zdrowotnych (wczesniactwo, rozszczep podniebienia) nie mogą ssać bezpośrednio piersi matki.

Laktator **pracuje z zasilaczem lub bateriami.**

W zestawie jest butelka oraz **adapter do butelek Avent i NUK.**

**WYRÓB MEDYCZNY**