

Link do produktu: <https://akmed.pl/elektryczny-laktator-beurer-by-40-p-4709.html>

Elektryczny laktator BEURER BY 40



Numer katalogowy	BY 40 AGITO
Kod producenta	BY 40 AGITO
Kod EAN	4211125953065
Producent	Beurer

Opis produktu

Laktator elektryczny z **akcesoriami do natychmiastowego użycia**.

Laktator BY 40 firmy Beurer umożliwia kobietom karmiącym **łatwe i wygodne odciąganie swojego pokarmu**.

Jeśli kobieca pierś nie zostanie w wystarczającym stopniu opróżniona, może to doprowadzić do bolesnego zastoju pokarmu, który z kolei w najgorszym razie może przekształcić się w zapalenie gruczołu sutkowego (mastitis). Laktator może zapobiec zastojowi pokarmu dzięki jego celowemu odciągnięciu. Dodatkowo laktator pomaga także w łagodzeniu dolegliwości związanych ze spękaniem lub poranieniem brodawki sutkowej. Za pomocą funkcji stymulacji można również wyciągnąć płaskie lub wciągnięte brodawki sutkowe, aby następnie ułatwić odciąganie pokarmu.

Laktator umożliwia **przechowywanie pokarmu w butelce**, np. w czasie podróży lub gdy na dłuższy czas dziecko znajduje się z dala od matki.

Laktatorem można także karmić dzieci, które z powodów zdrowotnych (wcześnieactwo, rozszczep podniebienia) nie mogą ssać bezpośrednio piersi matki.

Laktator **pracuje z zasilaczem lub bateriami**.

W zestawie jest butelka oraz **adapter do butelek Avent i NUK**.

WYRÓB MEDYCZNY