

Link do produktu: <https://akmed.pl/elektryczny-laktator-z-funkcja-laktatora-recznego-beurer-by-60-p-4710.html>

Elektryczny laktator z funkcją laktatora ręcznego BEURER BY 60



Numer katalogowy	BY 60 AGITO
Kod producenta	BY 60 AGITO
Kod EAN	4211125953072
Producent	Beurer

Opis produktu

Laktator elektryczny z akcesoriami do natychmiastowego użycia.

Laktator BY 60 firmy Beurer umożliwia kobietom karmiącym **łatwe i wygodne odciążanie swojego pokarmu**.

Jeśli kobieca pierś nie zostanie w wystarczającym stopniu opróżniona, może to doprowadzić do bolesnego zastoju pokarmu, który z kolei w najgorszym razie może przekształcić się w zapalenie gruczołu sutkowego (mastitis). Laktator może zapobiec zastojowi pokarmu dzięki jego celowemu odciążeniu. Dodatkowo laktator pomaga także w łagodzeniu dolegliwości związanych ze spękaniem lub poranionymi brodawkami sutkowymi. Za pomocą funkcji stymulacji można również wyciągnąć płaskie lub wciągnięte brodawki sutkowe, aby następnie ułatwić odciążanie pokarmu.

Laktator umożliwia **przechowywanie pokarmu w butelce**, np. w czasie podróży lub gdy na dłuższy czas dziecko znajduje się z dala od matki.

Laktatorem można także karmić dzieci, które z powodów zdrowotnych (wcześnieactwo, rozszczep podniebienia) nie mogą ssać bezpośrednio piersi matki.

Laktator **pracuje z zasilaczem lub bateriami**.

Laktator jest wyposażony w bardzo **bogaty zestaw akcesoriów**, między innymi: dwie butelki, adapter do butelek Avent i NUK, uchwyt na butelkę, smoczek oraz torbę do przechowywania i transportu.

Wraz z ręcznym laktatorem do stosowania w domu lub podczas podróży.

WYRÓB MEDYCZNY