

Link do produktu: <https://akmed.pl/element-stabilizujacy-kciuk-w-ortezie-na-reke-i-przedramie-manutec-fix-m760p-p-2226.html>



Element stabilizujący kciuk w ortezie na rękę i przedramię MANUTEC® FIX M760P

Numer katalogowy **M760P**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Element stabilizujący kciuk wykonany jest z materiału typu welur, wewnątrz którego znajduje się aluminiowa szyna, która może być modelowana w zależności od potrzeb pacjenta i etapu leczenia moduł może być dopasowany i dołączony do ortezy Manutec Fix M760 za pomocą velcro, znajdującego się po wewnętrznej stronie elementu, tworząc kompletną ortezę stabilizującą kciuk i nadgarstek.

Zastosowanie:

Tendinitis, bolesne stany zapalne, niestabilności nadgarstka oraz śródrečno-nadgarstkowe, urazy sportowe („kciuk narciarza”) stany zapalne nadgarstka oraz śródrečno-nadgarstkowe unieruchomienie stawu śródrečno-nadgarstkowego kciuka.

Zakładanie:

1. Dopasować rozmiar standardowy Manutec® Fix M760.
2. Dodać i dopasować element obejmujący kciuk M760P.
3. Ustabilizować element kciukowy taśmami dociągowymi.

Kolor:szaro-pomarańczowy