

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-aparat-thomasa-mn600-p-8291.html>



Emo Aparat Thomasa MN600

Numer katalogowy **10052**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Łuska z tworzywa sztucznego z zamontowanym aparatem Thomasa typu wysokiego z podciąganiem stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych z elementem odciągającym kciuk. Za pomocą śrub i gumek możemy regulować stopień naciągu.

Wskazania

- Rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna
- Leczenie w przypadku porażenia nerwów

Strona lewa/prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy