

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-lif100-orteza-na-opadajaca-stope-lifter-p-8342.html>



Emo LIF100 orteza na opadającą stopę Lifter

Numer katalogowy	10116
Producent	Emo

Opis produktu

Charakterystyka

Nowoczesny podciąg na opadającą stopę łączy w sobie design, prostotę i funkcjonalność. Należy używać w butcie sznurowanym lub zapinanym na rzepa - dyskretny wygląd - prawie niezauważalny - wykonany z nowoczesnego „oddychającego” materiału - zapinanie i regulacja za pomocą micro-velcro.

Zestaw LIF100 składa się z trzech elementów:

1. Opaska zapinana na podudziu nad kostką na dwa micro-velcro, z wyściółką z materiału wiskoelastycznego w okolicy ścięgna Achillesa.
2. Wkładka z haczykiem (LIF131) wstawiana między język buta a sznurowanie do zamocowania elastycznej taśmy.
3. Elastyczna taśma (LIF132) o maksymalnej wytrzymałości służąca do regulacji zgięcia grzbietowego stopy.

Dostępne są też elementy dodatkowe:

1. Elastyczna taśma (LIF133) służąca kontrolowaniu odchylenia stopy w przypadku jej szpotawości.
2. Opaska na stopę (LIF101) do stosowania przy chodzeniu boso lub w obuwiu domowym.

Efekty: - utrzymanie przodostopia w prawidłowej pozycji co zapobiega zaczepianiu stopą o podłoże w czasie chodzenia - utrzymanie prawidłowej pozycji pięty w fazie stawiania stopy - poszczególne elementy mają za zadanie kompensować ograniczone funkcjonowanie porażonych mięśni i ścięgien

Wskazania

- Opadająca stopa wskutek różnych schorzeń

Rozmiar dobieramy mierząc obwód kostki

Opaska LIF101 ma wersję **lewa/prawa**

Rozmiar	Obwód w cm
S	14-18
M	18-22
L	22-26
XL	26-30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy