

Link do produktu: <https://akmed.pl/emo-luska-na-dlon-i-przedramie-mn200-p-8289.html>



Emo łąska na dłoń i przedramię MN200

Numer katalogowy **10049**

Producent **Emo**

Opis produktu

Charakterystyka

Łuska wykonana z tworzywa sztucznego utrzymująca nadgarstek i dłoń w pozycji funkcjonalnej z odwiedzeniem kciuka. Dopasowywana za pomocą trzech taśm zapinanych na velcro.

Wskazania

- Po udarach i porażeniach
- Schorzenia ortopedyczne i reumatyczne
- Zapobieganie przykurczom w leczeniu oparzeń i chorób wymagających długiego leżenia
- Zapobieganie wykrzywieniom dłoni łokciowym lub promieniowym

Strona lewa/prawa

Rozmiar

S
M
L

Szerokość dłoni (cm)

6-7
7-8,5
8,5-10

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy